

REIS-



CHECKLIST

DISCLAIMER: De volgende reistips dienen uitsluitend ter informatie. Permobil doet geen klinische, operationele of garantieclaims met betrekking tot de hieronder genoemde producten, functies of diensten.

VOORDAT JE GAAT



- Laad de accu's volledig op.
- Pak de oplader in. Als je naar het buitenland reist, controleer dan of je oplader compatibel is.
- Zorg ervoor dat je rolstoel recent een onderhoudsbeurt heeft gehad.
- Zoek een door Permobil geautoriseerde dealer op de plaats van bestemming.
- Noteer het serienummer en bewaar het bij je.
- Overweeg de aanschaf van tassenhaken, arMLEuningzakken of een Permobil-koffer voor extra opbergruimte.

REIZEN MET DE AUTO



- Als je met je rolstoel buiten het voertuig reist, zorg er dan voor dat de rolstoel beschermd is met een waterdichte hoes.
- Zorg ervoor dat je rolstoel goed aan het voertuig is bevestigd.
- Overweeg het gebruik van een veiligheidsvergrendeling als je van plan bent om je rolstoel onbeheerd achter te laten bij je voertuig.

ALS ER IETS GEBEURT MET JE ROLSTOEL



- Dien een claim in bij de luchtvaartmaatschappij of andere reisaanbieder voordat je de luchthaven verlaat.
- Neem contact op met een door Permobil geautoriseerde dealer in je regio of met de lokale Permobil-vertegenwoordiger. Zij zullen er alles aan doen om je te helpen.

ALS JE MET HET VLIEGTUIG REIST



- Neem vooraf contact op met je luchtvaartmaatschappij om het vervoer van je rolstoel te plannen. Beschrijf het type rolstoel dat je hebt en denk na over de grootte van het vliegtuig om er zeker van te zijn dat het aan je behoeften voldoet.
- Houd er rekening mee dat sommige luchtvaartmaatschappijen je kunnen vragen om een verklaring van afstand te ondertekenen met betrekking tot hun verantwoordelijkheid voor je rolstoel tijdens het vervoer.
- Noteer het type accu's dat in je rolstoel is geïnstalleerd en hoeveel je rolstoel weegt. Sommige luchtvaartmaatschappijen kunnen om deze informatie vragen.
- Maak foto's van je rolstoel voordat je incheckt op het vliegveld.
- Neem contact op met de gehandicapten dienst als je 5 tot 10 minuten verwijderd bent, zodat zij je kunnen ontmoeten bij aankomst.
- Zorg ervoor dat je de incheckassistent informeert over alle medische apparatuur die je bij je hebt, zodat de assistent de nodige voorzieningen kan treffen.
- Vraag om je rolstoel rechtop te zetten in een stabiele positie.
- Verwijder het bovenste deel van de rugleuningschaal en leg deze in de zitting om de hoogte van je rolstoel te verlagen en het laden/lossen gemakkelijker te maken.
- Plaats de joystick aan de binnenkant van de armsteun om hem tijdens het vervoer nog beter te beschermen.
- Zet de aandrijfmotoren van de rolstoel in de vrijloopmodus en schakel de stroomonderbreker uit, zodat luchtvaartpersoneel je rolstoel kan verplaatsen zonder deze te besturen.
- Zorg ervoor dat het zitsysteem van je rolstoel vóór het laden in krimpfolie is gewikkeld, zodat de rugleuning en andere onderdelen van de rolstoel tijdens het vervoer bij elkaar blijven.
- Gebruik zo nodig bubbelfolie voor meer bescherming, zoals voor hoofdsteunen, omni displays of andere accessoires.
- Bevestig een label aan je rolstoel en voorzie alle verwijderbare onderdelen met je contactgegevens.
- Als je bij de gate bent, vraag dan aan de gate-medewerker of je met de supervisor mag spreken. Je kunt ze de checklist geven en uitleggen hoe ze voor je rolstoel moeten zorgen.
- Neem je kussen mee op het vliegtuig voor meer comfort tijdens het reizen.
- Vergeet niet om voor jezelf op te komen. Want wat voor anderen werkt, werkt misschien niet voor jou.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor aanvullende veiligheidstips en transportrichtlijnen.